

ProMRI システムチェック

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Ilesto 7 VR-T DF4 Pro Iforia 7 VR-T DF4 ProMRI Iperia 7 VR-T DF4 ProMRI	_____	Protego ProMRI S Protego ProMRI SD	_____

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Iforia 7 VR-T DX ProMRI Iperia 7 VR-T DX ProMRI	_____	Linux Smart ProMRI S DX	_____

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Ilesto 7 DR-T Pro	Solia S	Linux Smart ProMRI S Linux Smart ProMRI SD	_____

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Ilesto 7 DR-T DF4 Pro Iforia 7 DR-T DF4 ProMRI	Solia S	Protego ProMRI S Protego ProMRI SD	_____
Iperia 7 DR-T DF4 ProMRI	Solia S Solia JT		

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Ilesto 7 HF-T Pro	Solia S	Linux Smart ProMRI S	Corox ProMRI OTW Corox ProMRI OTW-S
Itrevia 7 HF-T DF-1 ProMRI	Solia S Solia JT	Linux Smart ProMRI SD	Corox ProMRI OTW-L Sentus ProMRI OTW BP L

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Ilesto 7 HF-T DF4 Pro	Solia S	Protego ProMRI S	Corox ProMRI OTW Corox ProMRI OTW-S
Itrevia 7 HF-T DF4 ProMRI	Solia S Solia JT	Protego ProMRI SD	Corox ProMRI OTW-L Sentus ProMRI OTW BP L

型 式	右心房リード	右心室ショックリード	左心室リード
Itrevia 7 HF-T QP ProMRI	Solia S Solia JT	Protego ProMRI S Protego ProMRI SD	Sentus ProMRI OTW QP L